

DOGGY SUPPORTER



特許申請中



ドギーサポーター
 アニマル工学デザインに基づく
 獣医師監修のもとで開発

ハーネスをつけたまま
 歩行器本体を着脱できます
 愛犬への負担はもちろん
 飼い主様の使いやすさを
 大きく向上させました

あきらめていた
 お散歩ができる!




動画でもご覧いただけます

YouTube チャンネルに
 動画をアップしました
 製品の説明や正しい使い方などを
 わかりやすく解説しています



取り付け可能サイズ 最大使用質量 25kg

セット品	DGS-SH1RD(T)	DGS-SH2RD(T)
犬用補助車	DGS-S	
専用ハーネス	DGS-H1RD(T)	DGS-H2RD(T)
胸周り	36~41cm	40~50cm
胴周り	33~41cm	37~48cm
着丈	25~30cm	27~35cm
体高	16~30cm	



■価格/オープン

オプションで用意される事が多い後ろ脚の吊り具も、標準装備!



車輪(φ150)が大きく凹凸に強いので、ドッグランなどでも走りやすい。



車輪がハの字になっていて、転倒しにくい構造。



圧迫感が少なくトイレもしやすい開放型。



背中を取付け。マジックテープやフックで個体差に合わせてアジャスト可能。



ハーネスは上下にセパレート可能で、着脱ラクラク。

製品の仕様は予告なく変更することがあります

【お問合せ先】

販売元: 株式会社 ピカ コーポレイション
 経営企画開発部

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10
 TEL.06-6747-6875 FAX.06-6747-6877
<http://www.petsadvance.jp>