

# 犬用補助車 ドギーサポーター

特許登録済

小型犬用

中型犬用

## 獣医師監修のもとで アニマル工学に基づき開発




※本体S+ハーネス①着用

### 3Dアジャスター機能搭載

3Dアジャストにより、個体差に応じてぴったりとフィットします。  
アニマル工学に基づいたデザインで、犬の急な動きでも転倒しにくいよう設計しています。  
また、オプションで用意されることが多い後ろ脚の吊り具も標準装備です。



Sサイズは吊り紐、足部は足首固定  
Mサイズは吊りベルト、足部は袋状です



DGS-S



DGS-M



※本体M+ハーネス③着用



車輪(150φ)は大型で走りやすく、八の字になっていて、転倒しにくい構造

### ■獣医師さんのコメント

犬は犬種によって後ろ脚の麻痺を発症しやすい犬種があります。有名なものとして、ミニチュアダックスフンドやビーグルの椎間板ヘルニアや、ウェルシュコーギーの変性性脊髄症などが挙げられます。これらの病気は環境に配慮することで予防できることもありますが、多くは遺伝的な素因をもっているため100%防ぐことは難しいです。

ドギーサポーターはアニマル工学に基づいたデザインを取り入れているため、ペットにとっても着用の負担が少なく、思い通りに動きやすい設計になっています。後ろ脚に麻痺のある子は前脚は元気に動かせることが多いので、ドギーサポーターを装着するだけで昔の動きを取り戻せるかもしれません。

弊社から獣医師先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。



背中に取り付け。マジックテープやフックで個体差に合わせてアジャスト可能



ハーネスは上下にセパレート可能で、着脱ラクラク




ネック部分は痛くなりにくい設計です  
Mサイズは長さの調整が可能です

|        |         |        |                                                          |  |  |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 参考犬種一例 | 本体<br>S | +ハーネス① | ・トイプードル・ミニチュアダックスフンド<br>・ポメラニアン・マルチーズ<br>・ヨークシャーテリア・パピヨン |  |  |
|        |         | +ハーネス② | ・ミニチュアダックスフンド・ミニチュアシュнауザー・シーズー                          |  |  |
|        | 本体<br>M | +ハーネス③ | ・柴犬・コーギー・フレンチブルドッグ<br>・キャバリア・ミニチュアシュнауザー                |  |  |

※上記組合せは一例です。個体差がありますので実測サイズをもとにお選びください。

組合せ品 初回購入時は、組合せ品(ハーネス+補助車本体)をご購入ください

| 組合せ品 |        | カラー | JAN           | 型式         |
|------|--------|-----|---------------|------------|
| 本体 S | +ハーネス① | レッド | 4989247559075 | DGS-SH1RDT |
|      |        | ブルー | 4989247559112 | DGS-SH1LUT |
|      | +ハーネス② | レッド | 4989247559099 | DGS-SH2RDT |
|      |        | ブルー | 4989247559136 | DGS-SH2LUT |
|      | +ハーネス③ | レッド | 4989247559198 | DGS-SH3RDT |
| 本体 M | +ハーネス① | レッド | 4989247559204 | DGS-MH1RDT |
|      |        | ブルー | 4989247559211 | DGS-MH1LUT |
|      | +ハーネス② | レッド | 4989247559228 | DGS-MH2RDT |
|      |        | ブルー | 4989247559235 | DGS-MH2LUT |
|      | +ハーネス③ | レッド | 4989247559167 | DGS-MH3RDT |
|      |        | ブルー |               |            |



対応サイズ表

| 種類   | サイズ | 着丈cm    | 体高cm    | 胸回りcm   | 胸回りcm   |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|
| ハーネス | ①   | 25 ~ 30 |         | 36 ~ 41 | 33 ~ 41 |
|      | ②   | 27 ~ 35 |         | 40 ~ 50 | 37 ~ 48 |
|      | ③   | 32 ~ 45 |         | 45 ~ 65 | 43 ~ 58 |
| 本体   | S   | 25 ~ 35 | 16 ~ 30 |         |         |
|      | M   | 32 ~ 45 | 24 ~ 42 |         |         |

- 胸回りが痩せている場合はタオル等を巻いて調整してください。
- サイズが2サイズにまたがる場合、ハーネスは大きめサイズを、本体は小さめサイズをお選びください。
- このサイズに当てはまらない場合は店舗スタッフ、もしくはペットアドバンスWEBサイトよりお問合せください。

#### 補助車本体

| JAN           | 型式    | サイズ | 体高cm    | 質量kg |
|---------------|-------|-----|---------|------|
| 4989247559013 | DGS-S | S   | 16 ~ 30 | 1.3  |
| 4989247559143 | DGS-M | M   | 24 ~ 42 | 1.6  |

- 素材/補助車材質:アルミニウム合金 車輪材質:EVA
- 本体Sの車輪は凸凹あり、本体Mの車輪は凸凹なしが標準です。タイヤ交換を希望される場合は、オプションパーツをご購入ください。※取替えはお客様にてお願いいたします。

#### 専用ハーネス

| JAN           | 型式        | ハーネス色 | 胸回りcm   | 胸回りcm   | 着丈cm    |
|---------------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| 4989247559068 | DGS-H1RDT | レッド   | 36 ~ 41 | 33 ~ 41 | 25 ~ 30 |
| 4989247559105 | DGS-H1LUT | ブルー   |         |         |         |
| 4989247559082 | DGS-H2RDT | レッド   | 40 ~ 50 | 37 ~ 48 | 27 ~ 35 |
| 4989247559129 | DGS-H2LUT | ブルー   |         |         |         |
| 4989247559150 | DGS-H3RDT | レッド   | 45 ~ 65 | 43 ~ 58 | 32 ~ 45 |

- 素材/表地:綿100% 裏地:ポリエステル100%
- ハーネスをつけたまま補助車を着脱できます。愛犬への負担はもちろん、飼い主様の使いやすさを大きく向上させました。

日本製



ハーネスはレッドとブルー(ハーネス③はレッドのみ)のラインナップ

#### オプションパーツ交換用車輪

| JAN           | 型式     | 仕様   | 備考     |
|---------------|--------|------|--------|
| 4989247559181 | DGS-DS | 凹凸あり | 150 φ  |
| 4989247559174 | DGS-TS | 凹凸なし | 2個/セット |



凹凸あり(左)/凹凸なし(右)



プロモーション動画



装着方法動画