

อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับสุนัข DOGGY SUPPORTER

จดสิทธิบัตร

สุนัขขนาดเล็ก

สุนัขขนาดกลาง

พัฒนาตามหลักวิศวกรรมสำหรับสัตว์
ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์




ภาพแสดงโครง S + สายพุง ①

ระบบปรับขนาด 3D

ระบบปรับขนาด 3D ช่วยให้ปรับได้พอดีกับสุนัขแต่ละตัว ออกแบบตามหลักวิศวกรรมสำหรับสัตว์เพื่อลดโอกาสพลิกคว่ำ แม้สุนัขจะเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน อุปกรณ์แขวนพุงข้างหลัง ซึ่งมักจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม นี่ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วย



ขนาด S ใช้เชือกแขวนและตัวยึดบริเวณข้อเท้า ขนาด M ใช้สายแขวนและถุงรองเท้า



DGS-S



DGS-M



ภาพแสดงโครง M + สายพุง ③



ล้อขนาดใหญ่ (150φ) ช่วยให้เคลื่อนที่ได้สะดวก การจัดวางล้อแบบกางออกช่วยลดโอกาสพลิกคว่ำ

ความคิดเห็นจากสัตวแพทย์

สุนัขบางสายพันธุ์มีแนวโน้มเกิดอัมพาตของขาหลังได้ง่าย ตัวอย่างที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในบีเนียเจอร์ดิกซันด์และบีเกิล และโรคไขสันหลังเสื่อมในเวลช์คอร์กี โรคเหล่านี้บางครั้งป้องกันได้ด้วยการดูแลสภาพแวดล้อม แต่หลายกรณีมีปัจจัยทางพันธุกรรม จึงยากที่จะป้องกันได้ 100% DOGGY SUPPORTER ใช้การออกแบบตามหลักวิศวกรรมสำหรับสัตว์ เพื่อลดการบาดเจ็บจากการล้มและช่วยให้สัตว์เลี้ยงเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ สุนัขที่ขาหลังเป็นอัมพาตมักยังเคลื่อนไหวขาน้ำได้ดี การสวม DOGGY SUPPORTER อาจช่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับเดิม

บริษัทได้ขอความคิดเห็นจากสัตวแพทย์ และเรียบเรียงก่อนนำมาเผยแพร่



ติดตั้งบริเวณหลัง ปรับให้เหมาะกับสุนัขแต่ละตัวได้ด้วยแถบตีนตุ๊กแกและตะขอ



สายพยางค์แยกส่วนบนและส่วนล่างได้ จึงสวมและถอดได้สะดวก




ส่วนคอออกแบบให้เกิดความเจ็บหรือไม่สบายได้ยาก ขนาด M สามารถปรับความยาวได้

ตัวอย่างสายพันธุ์	โครง S	+ สายพยางค์①	กอยพุดเดิล, มิเนียเจอร์ดัชชุนด์, ปอมเมอเรเนียน, มอลทิส, ยอร์กเชียร์เทอร์เรีย, ปาปายอง		
		+ สายพยางค์②	มิเนียเจอร์ดัชชุนด์, มิเนียเจอร์เนาเชอร์, ชิสู		
	โครง M	+ สายพยางค์③	ชิบะอินุ, คอร์กี้, เฟรนช์บูลด็อก, คาวาเลียร์คิงชาร์ลส์แปเนียล, มิเนียเจอร์เนาเชอร์		

ชุดที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่าง สุนัขแต่ละตัวมีขนาดแตกต่างกัน กรุณาเลือกตามขนาดที่วัดจริง

ชุดพร้อมใช้งาน เมื่อซื้อครั้งแรก กรุณาเลือกชุดพร้อมใช้งาน (สายพยางค์ + โครงอุปกรณ์ช่วยเดิน)

		สี	JAN	รุ่น
โครงสร้าง S	+ สายพยางค์①	แดง	4989247559075	DGS-SH1RDT
		น้ำเงิน	4989247559112	DGS-SH1LUT
	+ สายพยางค์②	แดง	4989247559099	DGS-SH2RDT
		น้ำเงิน	4989247559136	DGS-SH2LUT
	+ สายพยางค์③	แดง	4989247559198	DGS-SH3RDT
		สี	JAN	รุ่น
โครงสร้าง M	+ สายพยางค์①	แดง	4989247559204	DGS-MH1RDT
		น้ำเงิน	4989247559211	DGS-MH1LUT
	+ สายพยางค์②	แดง	4989247559228	DGS-MH2RDT
		น้ำเงิน	4989247559235	DGS-MH2LUT
	+ สายพยางค์③	แดง	4989247559167	DGS-MH3RDT



ตารางขนาด

รายการ	ขนาด	ความยาวลำตัว cm	ความสูงลำตัว cm	รอบอก cm	รอบเอว cm
สายพยางค์	①	25 ~ 30		36 ~ 41	33 ~ 41
	②	27 ~ 35		40 ~ 50	37 ~ 48
	③	32 ~ 45		45 ~ 65	43 ~ 58
โครง	S	25 ~ 35	16 ~ 30		
	M	32 ~ 45	24 ~ 42		

- หากรอบเอวเล็กเกินไป ให้พับผ่านหน้าหรือวัดคล้อยกันเพื่อปรับความกระชับ
- หากขนาดที่วัดอยู่ระหว่าง 2 ขนาด ให้เลือกสายพยางค์ขนาดใหญ่กว่าและโครงขนาดเล็กกว่า
- หากขนาดไม่อยู่ในตารางนี้ กรุณาสอบถามพนักงานที่ร้าน หรือสอบถามผ่านเว็บไซต์ PETS ADVANCE

โครงอุปกรณ์ช่วยเดิน

JAN	รุ่น	ขนาด	ความสูงลำตัว cm	น้ำหนัก kg
4989247559013	DGS-S	S	16 ~ 30	1.3
4989247559143	DGS-M	M	24 ~ 42	1.6

วัสดุ: โครง - อะลูมิเนียมอัลลอย; ล้อ - EVA

โครง S มีล้อแบบมีดอกยาง ส่วนโครง M มีล้อแบบเรียบเป็นมาตรฐาน หากต้องการเปลี่ยนยาง กรุณาซื้ออะไหล่เสริม โดยลูกค้าต้องเปลี่ยนด้วยตนเอง

สายพยางค์เฉพาะรุ่น

JAN	รุ่น	สายพยางค์	รอบอก cm	รอบเอว cm	ความยาวลำตัว cm
4989247559068	DGS-H1RDT	สายพยางค์①	36 ~ 41	33 ~ 41	25 ~ 30
4989247559105	DGS-H1LUT				
4989247559082	DGS-H2RDT	สายพยางค์②	40 ~ 50	37 ~ 48	27 ~ 35
4989247559129	DGS-H2LUT				
4989247559150	DGS-H3RDT	สายพยางค์③	45 ~ 65	43 ~ 58	32 ~ 45

วัสดุ: ผ้าด้านนอก - ฝ้าย 100%; ผ้าซับใน - โฟลีโอสเตอร์ 100% สามารถติดตั้งหรือถอดโครงได้ขณะที่สุนัขยังสวมสายพยางค์อยู่ ช่วยลดการระคายเคืองและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของเจ้าของอย่างมาก

ผลิตในญี่ปุ่น

อะไหล่เสริม: ล้อสำหรับเปลี่ยน

JAN	รุ่น	ลักษณะ	หมายเหตุ
4989247559181	DGS-DS	มีดอกยาง	150φ 2 ล้อ / ชุด
4989247559174	DGS-TS	แบบเรียบ	



มีดอกยาง (ซ้าย) / แบบเรียบ (ขวา)



วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์



วิดีโอวิธีสวมใส่